

OBJEDNEJTE I PRO KAMARÁDA

9031001012

D1008 Micro centrifuga

2 ks se slevou 10%

Kompaktní Micro centrifuga společnosti DLAB pracuje tiše a spolehlivě, je ideální pro rychlé odstředování a mikrofiltrační aplikace. Centrifuga je uživatelsky velmi přívětivá a prostorově nenáročná.

Vlastnosti:

Kompaktní, lehká, prostorově nenáročná, spolehlivá
Snadné použití
Duální funkce start/stop
Včetně dvou rotorů 2ml x 8 a PCR8 x 2 a adaptérů
Tichý chod
Výměna rotoru bez nářadí
Zrychluje a brzdí během několika sekund
Dostupné ve dvou barvách
Certifikace: CE cTÜVus FCC MCA

Technické parametry:

Maximální rychlost: 7000 rpm
Maximální RCF: 2680 xg
Kapacita rotoru: 0,2/0,5/1,5/2 ml x 8, 0,2 x 2 PCR stripy
Hlučnost: ≤45dB
Kontinuální provoz
Napájení: AC110-240V/50Hz/60Hz 20W
Rozměry (D x W x H): 160 x 170 x 122 mm
Váha 0,5 kg



CENA:

3 200 Kč bez DPH/ks

CENA PŘI ODBĚRU 2 KS

2 880 Kč bez DPH/ks

Platí do vyprodání zásob



KRD – obchodní společnost, s.r.o.
Pekařská 12, 155 00 Praha 5
Tel: 257 013 400, email: krd@krd.cz, www.krd.cz