



PIPETOVÁNÍ JE ZÁBAVA

Pipetování může být zábavná a přesná vědecká činnost, pokud se dodržují správné techniky. Základem je držet pipetu kolmo (do 10° odchyly), pomalu a plynule pracovat s pístem, aby se zamezilo vzniku bublin a aerosolů, a ponořit špičku pouze 2–3 mm pod hladinu. Správná ergonomie a cviky navíc předcházejí únavě.

15% SLEVA NA VELKÁ BALENÍ špiček

akce zima 2026



Špičky s filtrem - krabičky

		Cena bez DPH	Cena po slevě
5030030C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 10µl, sterile, racks (5x10x96 pcs/case)	10 500 Kč	8 925 Kč
5030061C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 10µl XL, extra narrow, sterile, racks (5x10x96pcs/case)	11 500 Kč	9 775 Kč
5030029C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 10µl, sterile, paper racks (5x10x96 pcs/case), ekologické	10 500 Kč	8 925 Kč
5030062C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 20µl, sterile, racks (5x10x96 pcs/case)	10 500 Kč	8 925 Kč
5030063C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 20µl, sterile, paper racks (5x10x96 pcs/case), ekologické	10 500 Kč	8 925 Kč
5030066C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 100µl, sterile, racks (5x10x96 pcs/case)	10 500 Kč	8 925 Kč
5030090C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 200µl, sterile, racks (5x10x96 pcs/case)	10 500 Kč	8 925 Kč
5030089C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 200µl, sterile, paper racks (5x10x96 pcs/case), ekologické	10 500 Kč	8 925 Kč
5030150C	Pipette Filter Tips ExpellPlus 1000µl, sterile, racks (4x8x96 pcs/case)	10 000 Kč	8 500 Kč
5130123C	Pipette Filter Tips Expell 1250µl XL, sterile, racks (4x8x96 pcs/case)	8 800 Kč	7 480 Kč
5130119C	Pipette Filter Tips Expell 1250µl XL, sterile, paper racks (4x8x96 pcs/case), ekologické	9 800 Kč	8 330 Kč

Špičky s filtrem - sáčky

		Cena bez DPH	Cena po slevě
5131030C	Pipette Filter Tips Expell 10µl, bags (20x1000 pcs/case), snížení ceny	25 000 Kč	21 250 Kč
5131061C	Pipette Filter Tips Expell 10µl XL, Extra narrow, bags (20x1000 pcs/case), snížení ceny	25 000 Kč	21 250 Kč
5131062C	Pipette Filter Tips Expell 20µl, bags (10x1000 pcs/case)	18 000 Kč	15 300 Kč
5131066C	Pipette Filter Tips Expell 100µl, bags (10x1000 pcs/case)	18 000 Kč	15 300 Kč
5131090C	Pipette Filter Tips Expell 200µl, bags (10x1000 pcs/case)	18 000 Kč	15 300 Kč
5131150C	Pipette Filter Tips Expell 1000µl, bags (10x1000 pcs/case)	23 000 Kč	19 550 Kč

Zásobníky pro multikanálové pipety

		Cena bez DPH	Cena po slevě
CA40506	CAPP Origami reagent reservoirs 30ml, foldable, sterile (10x5 pcs/pkg) novinka	2 900 Kč	2 465 Kč
CA40511	CAPP Origami reagent reservoirs 40ml, foldable, sterile (10x5 pcs/pkg)	2 900 Kč	2 465 Kč
CA40515C	CAPP Sharp reagent reservoir 10ml, rigid (5x100 pcs/case)	5 000 Kč	4 250 Kč
CA40520C	CAPP Sharp reagent reservoir 25ml, rigid (5x100 pcs/case)	5 000 Kč	4 250 Kč
CA40525C	CAPP Sharp reagent reservoir 50ml, rigid (5x100 pcs/case)	5 000 Kč	4 250 Kč

Špičky bez filtru - sáčky

		Cena bez DPH	Cena po slevě
5030010	Pipette Tips ExpellPlus 10µl, clear, bag (1000 pcs/pkg), malé balení	1 000 Kč	1 000 Kč
5030010C	Pipette Tips ExpellPlus 10µl, clear, bags (20x1000 pcs/case)	11 000 Kč	9 350 Kč
5030041	Pipette Tips ExpellPlus 10µl/20µl XL, Extra Narrow, bag (1000 pcs/pkg), malé balení	1 000 Kč	1 000 Kč
5030041C	Pipette Tips ExpellPlus 10µl/20µl XL, Extra Narrow, bags (20x1000 pcs/case)	15 000 Kč	12 750 Kč
4130075	Pipette Tips Expell 200µl, yellow, bag (1000 pcs/pkg), malé balení	1 000 Kč	1 000 Kč
4130075C	Pipette Tips Expell 200µl, yellow, bags (30x1000 pcs/case), snížení ceny	11 000 Kč	9 350 Kč
5130070C	Pipette Tips Expell 200µl, bags (30x1000 pcs/case), snížení ceny	11 000 Kč	9 350 Kč
5030070C	Pipette Tips ExpellPlus 200µl, bags (30x1000 pcs/case), snížení ceny	14 000 Kč	11 900 Kč
4130135	Pipette Tips Expell 1000µl/1250µl, blue, bag (500 pcs/pkg), malé balení	1 000 Kč	1 000 Kč
4130135C	Pipette Tips Expell 1000µl/1250µl, blue, bags (20x500 pcs/case)	10 000 Kč	8 500 Kč

Špičky bez filtru - krabičky

		Cena bez DPH	Cena po slevě
5030016C	Pipette Tips Expell 10µl, sterile, racks (5x10x96 pcs/case), novinka	8 000 Kč	6 800 Kč
5030047C	Pipette Tips Expell 10/20µl, sterile, racks (5x10x96 pcs/case), novinka	8 000 Kč	6 800 Kč
5030076C	Pipette Tips Expell 200µl, sterile, racks (5x10x96 pcs/case), novinka	8 000 Kč	6 800 Kč
5130140C	Pipette Tips Expell 1000µl/1250µl, sterile, racks (4x8x96 pcs/case), novinka	8 000 Kč	6 800 Kč
5130122C	Pipette Tips Expell 1250µL XL, sterile, racks (4x8x96 pcs/case), novinka	8 000 Kč	6 800 Kč



B02-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 0.1-2 µL
 B10-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 0.5-10 µL
 B20-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 2-20 µL
 B50-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 5-50 µL
 B100-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 10-100 µL
 B200-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 20-200 µL
 B1000-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 100-1000 µL
 B5000-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 1-5 mL
 B10000-1 CAPP® Bravo Single-Channel pipette, variable vol. 1-10 mL
 C-05 CAPP® Pipette stand for up to 5 CAPP® mechanical pipettes
SK-03-B02 Starter Kit including B20-1/B200-1/B1000-1, C-05 stand
9 100 Kč/starter kit



Akce platí platí od 01.02.2026 - 31.03.2026. Ceny jsou uvedeny bez DPH