

# DNA POLYMERÁZY V DUBNU S 15% SLEVOU



PCRBIOSYSTEMS  
simplifying research



Široké portfolio skladem - rychlá dostupnost bez čekání  
Pomoc s optimalizací PCR, výběrem enzymu i troubleshootingem  
Blog, návody, srovnání produktů  
Doporučení, která fungují, ne jen katalogové informace  
Odborná aplikační podpora  
Akce platí od 1.4. do 30.4.2026

## Taq polymerázy pro rutinní PCR - rychlé a ekonomické řešení

| Číslo zboží | Název zboží                                  | Aplikace  | Cena      | Cena se slevou |
|-------------|--|---|-----------|----------------|
| PB10.11-05  | PCR BIO Taq DNA Polymerase ( 500 units )     | Spolehlivý standard pro každodenní PCR, s dNTP  | 3 600 Kč  | 3 060 Kč       |
| PB10.11-20  | PCR BIO Taq DNA Polymerase ( 2000 units )    |   | 9 800 Kč  | 8 330 Kč       |
| PB10.12-02  | PCR BIO 2XTaq Mix ( 200 rxn )                | Rychlá PCR bez optimalizace, pro screening a genotyping   | 3 400 Kč  | 2 890 Kč       |
| PB10.12-10  | PCR BIO 2XTaq Mix ( 1000 rxn )               |   | 11 700 Kč | 9 945 Kč       |
| PB10.13-02  | PCR BIO Taq Mix Red ( 200 rxn )              | Screening + přímé nanášení na gel   | 3 400 Kč  | 2 890 Kč       |
| PB10.13-10  | PCR BIO Taq Mix Red ( 1000 rxn )             |   | 11 700 Kč | 9 945 Kč       |
| PB10.21-02  | PCR BIO HS Taq DNA Polymerase ( 250 units )  | Hot-start varianta pro vyšší specifitu, náročnější templáty, s dNTP   | 4 500 Kč  | 3 825 Kč       |
| PB10.21-10  | PCR BIO HS Taq DNA Polymerase ( 1000 units ) |   | 11 100 Kč | 9 435 Kč       |
| PB10.22-02  | PCR BIO 2x HS Taq Mix ( 200 rxn )            | Hot-start varianta pro vyšší specifitu, bez optimalizace  | 5 000 Kč  | 4 250 Kč       |
| PB10.22-10  | PCR BIO 2x HS Taq Mix ( 1000 units )         |   | 18 800 Kč | 15 980 Kč      |
| PB10.23-02  | PCR BIO HS Taq Mix Red ( 200 rxn )           | Hot-start varianta pro vyšší specifitu, bez optimalizace, pro screening   | 5 000 Kč  | 4 250 Kč       |
| PB10.23-10  | PCR BIO HS Taq Mix Red ( 1000 units )        |   | 18 800 Kč | 15 980 Kč      |
| PB10.31-02  | PCR BIO Ultra Polymerase ( 250 units )       | Polymeráza optimalizovaná pro amplifikaci dlouhých fragmentů a obtížných templátů (např. GC-bohatých sekvencí). | 5 600 Kč  | 4 760 Kč       |
| PB10.31-10  | PCR BIO Ultra Polymerase ( 1000 units )      |   | 14 400 Kč | 12 240 Kč      |
| PB10.41-02  | PCR BIO HiFi Polymerase ( 200 units )        | High-fidelity polymeráza s proofreading aktivitou pro přesnou amplifikaci DNA, s dNTP.                          | 4 500 Kč  | 3 825 Kč       |
| PB10.41-10  | PCR BIO HiFi Polymerase ( 1000 units )       |   | 12 000 Kč | 10 200 Kč      |

## VeriFi™ High-fidelity polymerázy – přesnost bez kompromisů, klonování, mutagenese, sekvenování

| Číslo zboží | Název zboží                                | Aplikace  | Cena      | Cena se slevou |
|-------------|--|---|-----------|----------------|
| PB10.42-01  | VeriFi™ Polymerase ( 100 units )           | <i>Určená pro amplifikaci dlouhých fragmentů DNA s vysokou přesností díky proofreading aktivitě, obsahující i dNTPs.</i>      | 3 800 Kč  | 3 230 Kč       |
| PB10.42-05  | VeriFi™ Polymerase ( 500 units )           |   | 11 300 Kč | 9 605 Kč       |
| PB10.43-01  | VeriFi™ Mix ( 100 units )                  | <i>Určená pro amplifikaci dlouhých fragmentů DNA s vysokou přesností díky proofreading aktivitě, obsahující i dNTPs.</i>      | 5 300 Kč  | 4 505 Kč       |
| PB10.43-05  | VeriFi™ Mix ( 500 units )                  |   | 16 700 Kč | 14 195 Kč      |
| PB10.44-01  | VeriFi™ Mix Red ( 100 units )              | <i>Pro amplifikaci dlouhých fragmentů DNA s vysokou přesností, obsahující i loading dye pro přímé nanášení vzorků na gel.</i> | 5 300 Kč  | 4 505 Kč       |
| PB10.44-05  | VeriFi™ Mix Red ( 500 units )              |   | 16 700 Kč | 14 195 Kč      |
| PB10.45-01  | VeriFi™ Hot Start Polymerase ( 100 units ) | <i>Pro amplifikaci dlouhých fragmentů s vysokou přesností a obsahující dNTPs pro kompletní a spolehlivou reakci.</i>          | 4 300 Kč  | 3 655 Kč       |
| PB10.45-05  | VeriFi™ Hot Start Polymerase ( 500 units ) |   | 13 300 Kč | 11 305 Kč      |
| PB10.46-01  | VeriFi™ Hot Start Mix ( 100 units )        | <i>Vysoce specifická PCR, GC-rich sekvence, citlivé aplikace</i>  | 6 400 Kč  | 5 440 Kč       |
| PB10.46-05  | VeriFi™ Hot Start Mix ( 500 units )        |   | 20 600 Kč | 17 510 Kč      |
| PB10.47-01  | VeriFi™ Hot Start Mix Red ( 100 units )    | <i>Kombinace specifity + rychlého workflow (screening + gel)</i>  | 6 400 Kč  | 5 440 Kč       |
| PB10.47-05  | VeriFi™ Hot Start Mix Red ( 500 units )    |   | 20 600 Kč | 17 510 Kč      |

## Best polymerázy pro rychlou amplifikaci DNA bez termocykléru, ideální pro LAMP a diagnostické aplikace

| Číslo zboží | Název zboží  | Aplikace   | Cena      | Cena se slevou |
|-------------|--|--|-----------|----------------|
| PB80.10-01  | IsoFast™ Bst Polymerase ( 1600 units )                   | <i>Pro rychlou izotermickou amplifikaci DNA.</i>   | 3 600 Kč  | 3 060 Kč       |
| PB80.10-08  | IsoFast™ Bst Polymerase ( 8000 units )                   |  | 10 300 Kč | 8 755 Kč       |
| PB80.11-01  | IsoFast™ Bst Polymerase with Dye ( 1600 units )          | <i>Pro rychlou izotermickou amplifikaci DNA s přidaným barvivem, umožňující přímou vizualizaci amplifikace.</i>              | 4 100 Kč  | 3 485 Kč       |
| PB80.11-08  | IsoFast™ Bst Polymerase with Dye ( 8000 units )          |  | 11 700 Kč | 9 945 Kč       |
| PB80.40-01  | IsoFast Hot Start Bst Polymerase ( 1600 units )          | <i>Hot Start varianta Bst polymerázy zabraňující nespecifické amplifikaci před zahájením reakce, pro přesnější výsledky.</i> | 4 600 Kč  | 3 910 Kč       |
| PB80.40-08  | IsoFast Hot Start Bst Polymerase ( 8000 units )          |  | 15 300 Kč | 13 005 Kč      |
| PB80.41-01  | IsoFast Hot Start Bst Polymerase with Dye ( 1600 units ) | <i>Hot Start Bst polymeráza s barvivem pro specifickou a zároveň snadno vizualizovatelnou amplifikaci.</i>                   | 5 200 Kč  | 4 420 Kč       |
| PB80.41-08  | IsoFast Hot Start Bst Polymerase with Dye ( 8000 units ) |  | 18 200 Kč | 15 470 Kč      |
| PB80.50-01  | IsoFast Hot Start Bst Polymerase Colour ( 1600 units )   | <i>Hot Start Bst polymeráza s barevným indikátorem umožňujícím vizuální odečet výsledků bez přístrojů.</i>                   | 4 700 Kč  | 3 995 Kč       |
| PB80.50-08  | IsoFast Hot Start Bst Polymerase Colour ( 8000 units )   |  | 15 900 Kč | 13 515 Kč      |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

KRD je aktivní partner PCR Biosystems, který pomáhá laboratořím dosahovat lepších výsledků.



KRD - OBCHODNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Pekařská 603/12, 15500 Praha 5, Tel: 257013400, e-mail: krd@krd.cz, www.krd.cz

