

# MAXIMÁLNÍ OCHRANA MINIMÁLNÍ HLUK



Bezpečí pro operátora i vzorek s technologií ULPA filtrů. Haier Biomedical HR1200 představuje špičku v biologické bezpečnosti s minimálními provozními náklady.

## Haier



### TROJITÁ OCHRANA

ULPA filtrace pro operátora, vzorek i okolní prostředí.



### SMART FLOW

Inteligentní regulace proudění vzduchu v reálném čase.



### ECO-LOGIC

DC ventilátory snižují spotřebu energie a hladinu hluku.




### ERGONOMIE

10° sklon čelního skla pro maximální pracovní komfort.

## Akční nabídka HAIER

Výrobce	Produkt	Akční cena
Haier	BIOHAZARD BOX HR1200-IIA2-S, 120cm	<b>159 000 Kč</b>



- ✓ **Možnost volby:** Manuální nebo elektrický posuv čelního okna.
- ✓ **V ceně:** Výškově stavitelný stojan (680 – 900 mm)
- ✓ **Výbava:** UV vložka a dvojitě bezpečnostní sklo (90, 120, 150 a 180cm)



Navštivte  
náš **E-shop**



# INKUBÁTORY HAIER

## BUDOUCNOST VAŠICH BUNĚK



Rozdíl spočívá v technologii sterilizace, která šetří váš čas i životnost přístroje. Vyberte si mezi prémiovou 180°C řadou nebo ekonomickou 90°C variantou.



### STABILITA 0.1°C

Přesná regulace teploty v celém objemu.



### ZVLHČOVÁNÍ

Aktivní systém bez kondenzace na stěnách.



### DOTYKOVÉ LCD

Intuitivní ovládání a monitoring v reálném čase.



### PORTY A DATA

USB a Ethernet pro snadný export a validaci.

### PRÉMIOVÉ ŘEŠENÍ ŘADA HCP (180°C)



#### ✓ Sterilizace 180°C (Suché teplo)

Nejúčinnější metoda pro eliminaci kontaminace včetně spor. Probíhá automaticky při vysoké teplotě.

✓ **BEZ DEMONTÁŽE SENZORU**

### EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ ŘADA HCP-E (90°C)

#### ✓ Sterilizace 90°C (Vlhké teplo)

Prověřená metoda pro rutinní provoz. Vyžaduje delší časový cyklus a specifickou údržbu senzoru.

⚠ **STANDARDNÍ ÚDRŽBA**

### DOSTUPNÉ OBJEMY A MODEL Y HAIER

TYP	80ltr	170ltr	260ltr
Řada HCP (180°C)	<u>HCP-80</u>	<u>HCP-168</u>	<u>HCP-258</u>
Řada HCP-E (90°C)	HCP-80E	HCP-168E	HCP-258E

**Kontaktujte nás pro individuální nabídku.**